

QMX 109

Pompe à vide



Pompe à double effet pour utilisation avec matelas et attelles à dépression.

Caractéristiques spécifiques

- Chambre à air volumineuse pour assurer un gonflage ou dépressions plus rapide
- La base de la pompe dispose de deux ailes permettant de positionner les pieds et pour stabiliser la pompe durant l'utilisation
- Poignées avec finition antidérapante
- Tubulure d'aspiration/gonflage avec système d'attache rapide
- Double sortie avec pictogramme d'identification (inflate/deflate)

Données techniques

Dimensions	215x100x445 ± 5 mm
Longueur tubulure	100 ± 5 cm
Matériaux	ABS, PE
Poids	0,6 ± 0,1 kg

QMX 109 – POMPE EN ABS
DOUBLE EFFET
QM22109A

Rev.1 (05/12/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it