

QMX 109

Pompa per sistemi a depressione



Pompa a doppio effetto destinata all'impiego con materassi a depressione o steccobende Spencer.

Caratteristiche specifiche

Ampia camera per consentire una depressione o gonfiaggio più rapidi

La sagoma della base, consente di tenere ferma con due piedi la pompa durante l'utilizzo

Maniglie con finitura antiscivolo

Il tubo di aspirazione/insufflazione si connette tramite un sistema di aggancio/sgancio rapido

Connessioni con identificazione chiara sul gruppo maniglie (inflate/deflate)

Dati tecnici

Dimensioni	215x100x445 ± 5 mm
Lunghezza tubo	100 ± 5 cm
Materiali	ABS, PE
Peso	0,6 ± 0,1 kg

QMX 109 - POMPA IN ABS DOPPIO
EFFETTO MATER. DEPR.
QM22109A

Rev.1 (05/12/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it