

QMX 125

Bomba de doble efecto



Bomba de doble efecto que permite despresurizar dos dispositivos al mismo tiempo. Cuerpo de aluminio, pedal en chapa galvanizada, barra fijada mecánicamente a la empuñadura.

Características que permiten emplear la fuerza necesaria para generar el vacío en los colchones. El tubo de conexión de gran diámetro, en combinación con una válvula unidireccional única en su género, garantizan un buen flujo y aceleran las operaciones de rescate.

La técnica de construcción, los materiales inoxidables y atención al detalle garantizan una larga vida

Detalles técnicos

Altura	500 mm
Peso	1,4 Kg
Diametro camara	57 mm
Corrida pistón	21 cm
Tubos	N° 2 longitud 1 m

QM22125A

BOMBA EN ALUMINIO
SPENCER MOD. 125 H/D