

K BELT 1

CINTURONES DOS PIEZAS



Cinturón ajustable para estabilizar el paciente durante los procedimientos de transporte. Debe ser anclado al marco de la camilla. La fijación debe ser realizada por medio de un nudo. Este kit se provee con una bolsa de transporte.

Características específicas


Gancho de nylon para garantizar la máxima seguridad
Adecuado para camilla automática, camillas cestas y tableros espinales
Bolsa de transporte para un almacenamiento más limpio

Detalles técnicos¹

	Min (mm)	Max (mm)
Longitud L	710	1500
Longitud disponible después de que el nudo se ha hecho ²	460	1250
Ancho del cinturón	50 mm	
Materiales	Nylon, PP	
Peso de un cinturón	130 ± 10 g	
Peso del kit	445 ± 20g	

¹ Las longitudes indicadas están sujetas a tolerancias de ± 30 mm

² Valor aproximado. Varía en función del dispositivo donde se aplica el cinturón



DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

K BELT 1 - TRES CINTURONES DOS
PIEZAS STX 598
ST00594A



Clasificación CND V9099
ID de registro 98849

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it