

## K BELT 1

Cintos de duas peças STX 598 com saco



Cinto regulável para estabilizar o paciente durante as fases do transporte. Deve ser fixado ao quadro ou encosto da maca. A fixação deve realizar-se por meio de um nó corredio. Esta configuração está equipada com bolsa de transporte

### Características específicas


Gancho de nylon para garantir a máxima segurança  
Utilizado para macas, macas cesto e planos duros  
Saco de transporte para um armazenamento mais ordenado

### Especificações técnicas<sup>1</sup>

	Min (mm)	Max (mm)
Comprimento L	710	1500
Comprimento disponível depois de ter feito o nó corredio <sup>2</sup>	460	1250
Largura correia	50 mm	
Materiais	Nylon, PP	
Peso cinto individual	130 ± 10 g	

<sup>1</sup> Os comprimentos indicados estão sujeitos às tolerâncias de ± 30 mm

<sup>2</sup> Valor aproximado, que varia de acordo com o dispositivo no qual o cinto está aplicado



DM de classe I de acordo com a a Dir. 93/42/CEE

K BELT 1 – TRÊS CINTOS DUAS

PEÇAS STX 598 C/SACO

ST00594A



Classificação CND

V9099

ID de registro

98849

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)