

CROSS

Maca para ambulancia



Spencer Cross é uma maca auto-carga, compacta e leve com alturas ajustáveis, para o transporte de pacientes. Pode ser usada para operações de resgate na estrada nas ambulancias. As pernas dobram-se de forma independente, ativando os comandos apropriados, na fase de carga, e abrem-se automaticamente durante a fase de descarga. A parte frontal do quadro em correspondência com o encosto, pode ser dobrada para facilitar a movimentação em pequenos espaços. Certificada 10G se usada com o sistema de fixação Spencer R-MAX ou S-MAX.

Especificações técnicas

Plano em polietileno fácil de limpar
Comandos com código de cores
Encosto ajustável
Posições anti-choque Trendelenburg e Fowler
2 rodas fixas e 2 giratórias de grande diâmetro para aumentar o deslizamento
Freios nas rodas traseiras
Barra laterais reclináveis <i>Safe bar</i>
Sistema de altura variável para facilitar a carga do paciente
Carro de carga dobrável para reduzir as dimensões globais

Acessórios opcionais

ST42702C	Fixação R-Max <small>(Obrigatorio pera macas 10G)</small>
ST42707B	Fixaçãp 10G S-Max <small>(Obrigatorio para macas10G)</small>
EN90003C	END-T Mesa para macas cert.10G
ST00491A	STX 90 Encosto para a cabeça telescópica para macas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrolador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácicos c/enrolador integrado
IF01047C	Track 4-30 porta-soro telescópico
CB09025C	Tanker porta-garrafas amarelo para barras laterais macas
CB09028C	Apoio fixação Tanker para barras laterais Safe Bar

Acessórios

ST70000A	Colchão anatômico em PVC QMX/777
ST70002A	Cintos STX 702 duas peças metal reflex pretas

Dados técnicos

Comprimento	1980 ± 10 mm
Comprimento encortada	1660 ± 10 mm
Largura	580 ± 10 mm
Peso	45 ± 1 kg
Capacidade	170 kg
Rodas	∅200 mm
Altura sob roda do carro de carga	Da 52 a 70 cm
Material quadro	Acciaio
Comprimento barras laterais	680 mm
Altura barras laterais	200 mm

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

CROSS T PLANO PRETO QUADRO
CROMO C/QMX777 CERT 10G
CR71051E



Classificação CND	V0899
ID de registro	343888

Rev.0 (22/02/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it