

CROSSOVER

Barella Autocaricante 10G



Spencer Crossover è una barella di tipo autocaricante, ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La parte anteriore del telaio in corrispondenza dello schienale, può essere ripiegata per facilitare la movimentazione in spazi ridotti. Crossover è caratterizzata da una portata maggiore rispetto ad una Cross in versione standard.

Caratteristiche specifiche

| |
|--|
| Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile |
| Comandi con codice colore |
| Schienale regolabile |
| Posizione antishock Trendelenburg e Fowler |
| Manovrabilità estrema grazie al sistema Twist che, se azionato, rende pivottanti anche le ruote anteriori. |
| Freni sulle ruote posteriori |
| Sponde reclinabili <i>Safe bar</i> |
| Sistema altezza variabile per agevolare il caricamento del paziente |
| Carrello di carico pieghevole per ridurre gli ingombri |

Accessori opzionali

| | |
|----------|---|
| ST42702C | Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small> |
| EN90003C | END-T Tavolino per barelle cert.10G |
| ST00491A | STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato |
| ST00498B | DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato |
| IF01047C | Track 4-30 portaflebo telescopico |
| CB09025C | Tanker portab.giallo per sponda barella |
| CB09028C | Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar |

Accessori di serie

| | |
|----------|---|
| ST70000A | Materasso anatomico in PVC QMX/777 |
| ST70002A | Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere |

Dati tecnici

| | |
|--|---------------|
| Lunghezza | 1980 mm |
| Lunghezza accorciata | 1660 mm |
| Larghezza | 580 mm |
| Peso | 49 kg |
| Portata | 250 kg |
| Ruote | ø200 mm |
| Altezza sotto ruota carrello di carico | da 52 a 70 cm |
| Materiale telaio | Acciaio |
| Lunghezza sponde | 680 mm |
| Altezza sponde | 200 mm |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CROSSOVER TF T/CROMO P/NERO
C/QMX777 CERT. 10G

CR70005C

| | |
|------------------------------|--------|
| Classificazione CND | V0899 |
| Identificativo registrazione | 380193 |



Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it