

CROSSOVER

Chariot brancard monobloc 10G



Spencer Crossover est un brancard monobloc auto-chargeant, à hauteurs variables, pour le transport des patients. Il peut être utilisé par les opérateurs sanitaires pour le secours routiers et en ambulance. Les béquilles se plient en agissant simplement sur les deux leviers positionnés côté pieds du patient et se déplient automatiquement durant le déchargement du dispositif de l'ambulance. La partie antérieure du châssis, en correspondance du relève-buste, peut être raccourci pour améliorer et simplifier la manœuvrabilité en milieux confinés. Crossover se caractérise par une capacité de portage plus élevée par rapport au modèle Cross standard.

Caractéristiques spécifiques

Couche patient en Polyéthylène simple à nettoyer
Leviers avec code couleur
Relève-buste ajustable
Position jambes-relevées et jambes fléchies
Manœuvrabilité exceptionnelle grâce au système Twist permettant d'avoir 4 roues pivotantes.
Freins sur les deux roues arrières
Barrières latérales rabattables Safe bar
Système à hauteur variable pour simplifier les opérations de chargement/transfert du patient
Partie antérieure du châssis pliable pour raccourcir le brancard

Accessoires

ST42702C	Système d'ancrage 3 points R-Max <small>(nécess. pour vers. 10G)</small>
EN90003C	END-T Tablette Cert. 10G
ST00491A	STX 90 repose-tête télescopique
ST00497B	DNA STRAP ceinture avec système enrouleur.
ST00498B	DNA STRAP ceinture thoracique avec système enrouleur
IF01047C	Track 4-30 porte perfusion télescopique
CB09025C	Tanker porte bouteille oxygène
CB09028C	Support pour Tanker sur Safe Bar

Équipement standard

ST70000A	Matelas anatomique thermo-soudé en PVC QMX/777
ST70002A	2 ceintures STX 702 boucle métal

Données techniques

Longueur	1980 mm
Longueur raccourcie	1660 mm
Largeur	580 mm
Poids	49 kg
Capacité de portage	250 kg
Roues	ø200 mm
Hauteur de charge variable	de 52 à 70 cm
Châssis	Acier inox
Longueur barrières	680 mm
Hauteur barrières	200 mm

DM de classe I conformément à la Dir. 93/42/CEE

BRANCARD CROSSOVER TF CHROME AVEC
MATELAS QMX777 CERT. 10G

CR70005C

Classification CND	V0899
Numéro d'inscription	380193



Rev.3 (18/07/2017)

COPIE NON CONTRÔLÉE - des révisions ultérieures seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it