

CARRERA PRO

Barella autocaricante
con alloggiamento per tavola spinale



Carrera Pro è una barella di tipo autocaricante per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. La tavola spinale può essere collocata in un alloggiamento posto sotto il piano paziente.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Tavola spinale facilmente estraibile per rendere più rapide le procedure di immobilizzazione

Accessori opzionali

ST42107A	Fissaggio posteriore per Carrera Pro
ST42710A	FA HUX fissaggio anteriore
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70018A	Materasso anatomico in PVC QMX/776
ST02061B	B-BAK PIN GIALLA - tavola spinale con pin
Nota	Prevede solo l'uso di una tavola spinale Spencer B-Bak PIN non inclusa

Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
ST70018A	QMX 776 MATERASSO ANATOMICO PVC

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	585 ± 10 mm
Peso	36 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	50 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA S PRO BASSA T/CROMO
P/NERO C/MAT.QMX776

CA50051E



Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 172681

Rev.0 (05/04/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it