

## CARRERA PRO

Camilla automática

Con espacio para contener el tablero espinal



Carrera Pro es una camilla de tipo autocargante, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. El tablero espinal puede ser posicionado en el espacio ganado debajo de la camilla

### Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
Plataforma con posición antishock Trendelenburg y Fowler
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Tabla espinal fácil de extraer para acelerar los procedimientos de inmovilización

### Accesorios opcionales

ST42100A	FP anclaje posterior para camillas automáticas
ST42200A	FA anclaje anterior para camillas automáticas
ST42712A	HUX Sistema de fijación integral
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para</i> Safe Bar
ST02061B	B-BAK PIN TABLERO ESPINAL AMARILLO W/PINS
<b>Note</b>	Utilizar el tablero espinal Spencer B-Bak

### Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex negras
ST70018A	QMX776 Colchón anatómico

### Datos Técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Ancho	585 ± 10 mm
Peso	36 ± 1 kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	Ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	50 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF PRO BAJA CH. CROMADO

COLCHON NEGRO QMX776

CA50251E



<b>Clasificación CND</b>	V0899
<b>Identificación de registro</b>	175172

Rev.0 (09/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)