

CARRERA S TEC

Barella autocaricante



Spencer Carrera S è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
2 Ruote fisse e 2 pivotanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili Safe bar
Telaio verniciato giallo

Accessori

ST42712A	HUX INTEGRALE SISTEMA DI FISSAGGIO
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie

ST70002A | Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10mm
Larghezza	580 ± 10mm
Peso	37 ± 1kg
Portata	170 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	50 cm
Materiale telaio	Steel
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA S TEC BASSA T/GIALLO
P/NERO

CA10054C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 148395



Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it