


## CARRERA S TEC 75

### Chariot brancard auto-chargeant



Spencer Carrera S Tec est un chariot brancard monobloc, compact et léger, pour le transport de patients. Il peut être utilisé pour le transfert de patients intramuros et aussi bien en ambulance. Les béquilles de repliement indépendamment, en actionnant les leviers de contrôle, en phase de chargement et se déplient automatiquement en phase de déchargement

Caractéristiques spécifiques		Accessoires de série	
Plan de couchage en polyéthylène de simple nettoyage		ST70002A	STX 702 sangle 2 éléments boucle métal
Leviers de contrôle avec code couleur			
Relève buste ajustable			
2 roues fixes et deux roues pivotantes de grand diamètre pour augmenter la manœuvrabilité			
Roues arrières avec freins			
Barrière latérales rabattables <i>Safe bar</i>			
Châssis vernis de couleur jaune			
Accessoires en option		Données techniques	
ST42712A	Hux système d'ancrage intégral	Longueur	1980 ± 10mm
ST42100A	FP Ancrage postérieur	Largeur	580 ± 10mm
ST42200A	FA Ancrage antérieur	Poids	37 ± 1kg
EN90003C	END-T tablette certifiée 10G	Capacité de portage	170 kg
ST00491A	STX 90 repose tête télescopique	Roues	∅200 ± 5% mm
ST00497B	DNA STRAP sangle avec enrouleur intégré	Hauteur de chargement	75 cm
ST00498B	DNA STRAP sangle thoracique avec enrouleur intégré	Châssis	Steel
IF01047C	Track 4-30 tige porte sérum télescopique	Longueur barrières	680 mm
IF01049B	Track 5 tige porte sérum télescopique	Hauteur barrières	200 mm
ST70000A	QMX777 matelas anatomique thermo-soudé en PVC noir		
CB09025C	Tanker porte bouteille oxygène		
CB09028C	Support Tanker pour barrière Safe Bar		
		DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE	
		CARRERA S TEC 75	
		CA00013C	
			
		Classification CND	V0899
		Identifiant d'enregistrement	1305051

Rev.0 (10/10/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)