

CARRERA T TEC

Camilla Autocargante



Spencer Carrera T Tec es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Chasis pintado amarillo
Plataforma con posición antishock Trendelenburg

Accesorios opcionales

ST42712A	HUX Sistema de anclaje integral
ST42100A	Anclaje posterior para camillas autocargantes
ST42200A	Anclaje anterior para camillas autocargantes
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
ST70000A	QMX777 Colchón termosellado anatómico PVC negro
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

Accesorios de serie

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas de metal reflex negras
ST70018A	QMX776 mat. Anat. Pvc negro 1 segm.

Datos técnicos

Longitud	1980 mm
Ancho	580 mm
Peso	38 kg
Portada	170 kg
Ruedas	ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	60 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC ALTA T/AMARILLO
P/NERO C/MAT.QMX776

CA51154E

Clasificación CND V0899

Identificación registro 179929



Rev.1 (28/06/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it