

CARRERA T TEC MAX

Barella autocaricante 10G



Spencer Carrera T Tec MAX è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Questo particolare modello è caratterizzato da una portata superiore rispetto ai modelli Carrera Tec standard.

Caratteristiche specifiche

- Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
- Comandi con codice colore
- Schienale regolabile
- 2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
- Freni sulle ruote posteriori
- Sponde reclinabili *Safe bar*
- Pianale con posizione antishock Trendelenburg

Accessori opzionali

ST42702C	Gancio R-Max <small>(Obbligatorio per versioni 10G)</small>
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar

Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
----------	---

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso	38 ± 0,5kg
Portata	250 kg
Ruote	∅200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	63 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA T TEC 63 MAX P/NERO
T/CROMO CERTIFIC.10G

CA70005C

Classificazione CND



V0899

Rev.2 (26/07/2018)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

spencer.it