

## CARRERA TF TEC

### Camilla automática



Spencer Carrera TF Tec es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga.

#### Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza  
 Controles codificados por color  
 Respaldo ajustable  
 Plataforma con posición antishock Trendelenburg y Fowler  
 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo  
 Frenos en las ruedas traseras  
 Barandillas reclinables *Safe bar*  
 Chasis pintado amarillo

#### Accesorios opcionales

ST42712A	HUX SISTEMA DE ANCLAJE INTEGRAL
ST42100A	Anclaje posterior para camillas automáticas
ST42200A	Anclaje anterior para camillas automáticas
EN90003C	END-T Mesa para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
ST70000A	QMX777 Colchón termosoldado anat.PVC
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para Safe Bar</i>

#### Accesorios estandar

STX 702 Cinturones dos piezas de metal reflex negros  
 QMX776 Colchón anatómico en PVC

#### Datos técnicos

Longitud	1980 ± 10 mm
Ancho	580 ± 10 mm
Peso	37 ± 1kg
Capacidad de carga	170 kg
Ruedas	ø200 mm
Altura debajo del nivel de carga	50 cm
Material chasis	Acero inoxidable
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF TEC BAJA T/AMARIL.  
 P/NEGRO C/COLCHON QMX776

CA50254E

Clasificación CND V0899

Identificación de registro 175173



Rev.0 (09/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)