

CARRERA TF TEC

Barella autocaricante



Spencer Carrera TF Tec è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Piano paziente con posizione antishock Trendelenburg e Fowler
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la manovrabilità
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili *Safe bar*
Telaio verniciato giallo

Accessori

| | |
|----------|--|
| ST42712A | HUX INTEGRALE SIST. DI FISSAGGIO |
| ST42100A | Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti |
| ST42200A | Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti |
| EN90003C | END-T Tavolino per barelle cert.10G |
| ST00491A | STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle |
| ST00497B | DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato |
| ST00498B | DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato |
| IF01047C | Track 4-30 portaflebo telescopico |
| IF01049B | Track 5 portaflebo telescopico per Carrera |
| ST70000A | QMX777 Materasso termosaldato anat.PVC |
| CB09025C | Tanker portab.giallo per sponda barella |
| CB09028C | Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar |

Accessori di serie

STX 702 Cinture due pezzi metallo reflex nere
QMX776 Materasso anatomico in PVC

Dati tecnici

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza | 1980 ± 10 mm |
| Larghezza | 580 ± 10 mm |
| Peso | 37 ± 1kg |
| Capacità di carico | 170 kg |
| Ruote | ∅200 mm |
| Altezza sotto ruota carrello di carico | 60 cm |
| Materiale telaio | Acciaio |
| Lunghezza sponde | 680 mm |
| Altezza sponde | 200 mm |

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF TEC ALTA T/GIALLO
P/NERO C/MAT.QMX776

CA51254E

Classificazione CND V0899
Identificativo registrazione 179935



Rev.0 (09/11/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it