

CARRERA TEC 63 MAX

Camilla autocargante 10G



Spencer Carrera XL es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera, para el traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se abren automáticamente en fase de descarga. Certificada 10G, se utiliza con el sistema de anclaje Spencer R-Max o S-MAX.

Características específicas

Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Controles codificados por color
Respaldo ajustable
2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la fluidez de manejo
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables <i>Safe bar</i>
Plataforma con posición antishock Trendelenburg y Fowler
Chasis pintado amarillo

Accesorios opcionales

ST42702C	Anclaje R-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
ST42707B	Anclaje S-Max <small>(Obligatorio para versiones 10G)</small>
EN90003C	END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A	STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00497B	DNA STRAP cint. c/enrollador integrado
ST00498B	DNA STRAP cint. torácica c/enrollador integrado
ST00499B	STX 499 - correa 4 pz. torácica regulab. univers
IF01047C	Track 4-30 Portasuero telescópico
IF01049B	Track 5 Portasuero telescópico para Carrera
CB09025C	Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable en la barrandilla de la camilla
CB09028C	Soporte de fijación del portatanque <i>para</i> Safe Bar
ST70000A	QMX777 Colchón termosoldado anatómico PVC negro

Accesorios estandar

ST70002A	Cinturones STX 702 dos piezas de metal reflex negros
Colchón QMX 777	

Datos técnicos

Longitud	1980 mm
Ancho	585 mm
Peso	37 kg
Capacidad de carga	250 kg
Ruedas	Ø200 ^{±5%} mm
Altura debajo del nivel de carga	63 cm
Material chasis	Acero
Longitud barrandilla	680 mm
Alto barrandilla	200 mm

Dimensiones y pesos sujetos a tolerancias, respectivamente de ±10mm y ± 1kg

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE

CARRERA TF TEC 63 MAX
P/NEGRO T/AMARILLO C/QMX777
10G

CA70024

Clasificación CND



V0899

Rev.0 (30/11/2017)

COPIA NO REVISADA – revisiones posteriores serán disponibles en <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it