

CARRERA XL

Camilla telescópica



Spencer Carrera XL es una camilla compacta y ligera con alturas variables, para el transporte de pacientes. Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios. Las patas se pliegan de forma independiente, mediante la activación de los comandos apropiados, en la fase de carga, y se abren automáticamente en la fase de descarga.

Características específicas

Plano en polietileno de fácil limpieza
Manijas con código de color
Respaldo ajustable con pistón neumático
Posiciones anti-shock Trendelenburg y fowler de forma neumática y mecánica
Dos ruedas fijas y dos giratorias de diámetro grande para aumentar la fluidez
Frenos en las ruedas posteriores
Asas de protección lateral retráctiles modelo <i>SAFE BAR</i>
Chassis pintado amarillo
Sistema alturas variables
Sistema de seguridad para descenso de camilla
Tipo M (las patas se pliegan cuando se carga la camilla en la ambulancia y se despliegan cuando la camilla es retirada)

Accesorios opcionales

EN90003C	END-T mesita para camillas certificada 10g
ST00491A	STX 90 cabecera telescópica para camillas
IF01047C	Track 4-30 Porta-suero telescópico (Opcional con gancho en metal)
IF01049B	Track 5 Porta-suero telescópico para Carrera (Opcional con gancho en metal)
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Soporte fijacion tanker para Safe Bar
EN90019A	Anclaje America 38 FA Sistema de fijación con gancho lateral y tope frontal
CB09012A	OXYPACK Sistema de porta balón de oxígeno con correas de seguridad
QM40200A	HIRVIN Lona para transfer con asas

Accesorios estándar

ST70000A	QMX 777 colchon anatomico pvc negro 6,5 cm de espesor mínimo impermeable
ST00497B	DNA STRAP Correa c/enrollador incorporado (2PZ)
ST00498B	DNA STRAP Correa para piernas, torax y hombros con clip metálico y enrollador incorporado

Detalles técnicos

Largo	1980 mm
Ancho	590 mm
Peso	37 kg
Capacidad	170 kg
Ruedas	ø200 mm
Altura bajo rueda carro de carga	75 cm
Largura barandillas	680 mm
Altura barandillas	200 mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

CARRERA XL TF TEC AMERICA P/NEGRO C/AMARILLO C/QMX777

CA50004C

Clasificación CND



V0899

Rev.1 (02/03/2015)

COPIA NO CONTROLADA– revisiones posteriores estarán disponibles en el link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it