

# CARRERA XL 58

## Barella autocaricante 10G



Spencer Carrera XL è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera ad altezze variabili, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Certificata 10G se utilizzata con i sistemi di fissaggio Spencer R-Max o S-Max

### Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Posizioni antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Telaio cromato
Sistema altezza variabile

### Accessori opzionali

ST42707B	sistema di fissaggio 10g S-Max
ST42702C	Gancio R-Max
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
ST00499B	STX 499 - cintura 4 pz. toracica regolab. univers
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato PVC nero

### Ricambi

ST70702/ST70703	STAFFE POSTERIORI CON RUOTE
RIBA002	RUOTA ø200 C/CUSCINETTO
ST70002	CINTURE STX702

### Accessori di serie

ST70002A	Cinture STX 702 due pezzi metallo reflex nere
----------	---

### Dati tecnici

Lunghezza	1980 mm
Larghezza	585 mm
Peso	37 kg
Portata	170 kg
Ruote	ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	58 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

Dimensioni e pesi soggetti a tolleranze rispettivamente di ±10mm e ± 1kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA XL 58 T T/CROMO  
P/NERO CERTIFICATA 10G.

CA70017

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)