

CARRERA XL TEC MAX

Barella autocaricante



Spencer Carrera XL Tec MAX è una barella di tipo autocaricante, compatta e leggera, per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico. Questo particolare modello è caratterizzato da una portata maggiore rispetto ad una Carrera XL Tec standard.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile
Piano paziente con posizione antishock Trendelenburg
2 Ruote fisse e 2 pivotanti di grande diametro per aumentare la manovrabilità
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema ad altezze variabili

Accessori

ST42712A	HUX INTEGRALE SIST. DI FISSAGGIO
ST42100A	Fissaggio posteriore per barelle autocaricanti
ST42200A	Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti
EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolettore integrato
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrotolettore integrato
IF01047C	Track 4-30 portaflebo telescopico
IF01049B	Track 5 portaflebo telescopico per Carrera
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anat.PVC
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella

Accessori di serie

ST70002A	Cinture due pezzi metallo reflex nere
ST70000A	Materasso anatomico in PVC

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ± 10 mm
Larghezza	580 ± 10 mm
Peso	38 ± 0,5kg
Capacità di carico	250 kg
Ruote	∅200 ^{±5%} mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	75 cm
Materiale telaio	Acciaio inox
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

CARRERA XL T TEC MAX P/NERO
T/GIALLO C/QMX777

CA50008

Classificazione CND



V0899

Rev.1 (18/07/2017)

UNCHECKED COPY – further revisions will be available on <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it