

ELLA SELF

Barella autocaricante



Spencer Ella Self è una barella di tipo autocaricante per il trasporto dei pazienti. Può essere utilizzata per operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari. Le gambe si piegano indipendentemente, azionando gli appositi comandi, in fase di caricamento, e si aprono automaticamente in fase di scarico.

Caratteristiche specifiche

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile
Comandi con codice colore
Schienale regolabile in 5 posizioni oltre a quella orizzontale
Posizione antishock Trendelenburg e Fowler
2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza
Freni sulle ruote posteriori
Sponde reclinabili <i>Safe bar</i>
Sistema di blocco delle gambe in posizione chiusa che le consente di essere sollevata come se fosse un barellino

Accessori opzionali

EN90003C	END-T Tavolino per barelle cert.10G
ST00491A	STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
IF01044B	Track 4 portaflebo telescopico per Ella Self
CB09025C	Tanker portab.giallo per sponda barella
CB09028C	Supporto fissaggio Tanker per Safe Bar
ST70000A	QMX777 Materasso termosaldato anatomico PVC nero
ST00497B	DNA STRAP cint. c/arrotolatore integrato (2PZ)
ST00498B	DNA STRAP cint. toracica c/arrot. integrato
ST42100A	FP Fermo posteriore barelle autocaricanti
ST42200A	FA Fissaggio anteriore per barelle autocaricanti

Accessori di serie

ST00592A	STX 592 cintura 2 pezzi gancio in metallo
----------	---

Dati tecnici

Lunghezza	1980 ±10 mm
Larghezza	570 ± 10 mm
Peso	40 ± 1 kg
Portata	170 kg
Ruote	Ø200 mm
Altezza sotto ruota carrello di carico	Min 44 ± 1cm Max 55 ± 1 cm
Materiale telaio	Acciaio
Lunghezza sponde	680 mm
Altezza sponde	200 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ELLA SELF TF BLU CON RUOTE
Ø200



ST10608C

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 159749

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it