

END-T

Tablette pour brancard



Tablette porte instruments pouvant se fixer sur le châssis du brancard. Ce dispositif est très utile pour transporter de manière adéquate un moniteur, défibrillateur ou encore effets personnels et accessoires en dehors de l'ambulance. Au moment de la commande préciser sur quel modèle de brancard Spencer le produit sera utilisé car il faut prévoir une adaptation en fabrication.

Caractéristiques spécifiques

Léger et compact
Possibilité de marquage avec système MARK UP de série
Système d'ancrage 10g simple et rapide
Inserts en scratch permettant de stabiliser les instruments ou pochettes avec velcro.
Sangle centrale sur enrouleur

Accessoires

CB09025C	Tanker porte bouteille O2
EN90012C	Tige porte perfusion pour tablette End-T

Conformité

EN 1789

Données techniques

Dimensions utiles	375x590 mm
Épaisseur pliée (sans accessoires)	90 mm
Hauteur depuis le plan de couchage patient sans matelas ¹	295 mm
Dimensions pliée	400x620x90 mm
Longueur maxi de la sangle	820 mm
Capacité de portage selon EN1789	15 kg
Capacité de portage globale	25kg
Matériau de la structure	Al
Matériau de la base d'appui	PE
Poids	4,6 kg

¹ peut varier en fonction du brancard.

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

END-T TABLETTE POUR BRANCARD

CERTIFIÉE 10G

EN90003C

Classification CND

Identifiant d'enregistrement



V9099

416482

Rev.4 (01/12/2014)

COPIE NON CONTROLÉE – futures révisions seront disponibles au lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it