

## SPENCER SX-R

### Camilla cuchara



Spencer SX es una camilla cuchara con tres palas para la recogida y carga de pacientes en soportes de inmovilización o de transporte, tales como tablas espinales, colchones de vacío o camillas de transporte.

#### Características específicas

Estructura extremadamente ligera y duradera  
 Los ajustes de longitud garantizan una gran versatilidad  
 Plegable para ahorrar espacio  
 Superficies lisa fácilmente desinfectables  
 Las numerosas asas facilitan su transporte  
 Cinturones con bolsa de transporte

#### Accesorios estándar

ST00593A | K belt 3—tres cinturones de una pieza STX597

#### Accesorios opcionales

ST05009A | SX Bag – Bolsa de transporte naranja  
 ST05018C | SXV – Sistema de anclaje vertical 20G  
 ST05019C | SXO – Sistema de anclaje horizontal 20G

#### Cumple con

UNI EN 1865-1

#### Datos técnicos <sup>1</sup>

Longitud acortada	1660 mm
Longitud intermedia 1	1780 mm
Longitud intermedia 2	1900 mm
Longitud intermedia 3	2050 mm
Longitud plegada	1190 mm
Espesor plegada	70 mm
Espesor extendida	65 mm
Ancho	440 mm
Materiales	Aluminio
Capacidad	170 kg
Peso	7,9 ± 0,4 kg

<sup>1</sup> Las medidas de longitud están sujetas a tolerancias de ± 10 mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SXR RED KEY – CAMILLA CUCHARA  
 3 PALAS C/3 CINTURONES

**ST05001B**

Clasificación CND



V9099

ID de registro

91816

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)