


DAKOTA LIGHT

Barella basket in acciaio



Spencer Dakota è una barella basket destinata al recupero dei pazienti nei casi in cui altri presidi sarebbero di difficile impiego. Utilizzi tipici sono recuperi con l'ausilio di verricelli a terra, recuperi e trasferimenti che richiedano un intervento rapido e protezione dagli urti laterali. In questa versione è caratterizzata da una larghezza inferiore rispetto al modello standard.

Caratteristiche specifiche

La struttura in acciaio galvanizzato la rende particolarmente robusta e resistente alla corrosione
 La conformazione del telaio, consente agli operatori una maggior possibilità di scelta dei punti di presa
 Il piano paziente in legno aumenta l'isolamento termico e il comfort per il paziente
 Il poggiatesta regolabile e le cinture permettono di minimizzare gli spostamenti del paziente durante le fasi di recupero

Accessori opzionali

ST04519C	STX 519 – Imbracatura regolabile
ST04522B	STX 540 – Imbracatura fissa
ST04523B	STX 542 – Cinture di traino
ST04600B	STX 580 – Carrello porta barella basket
ST04601B	STX 581 – Carrello porta bar.basket c/ruote grandi

Accessori di serie

ST04011A	Poggiatesta
ST00598A	STX 598 – Cintura due pezzi con gancio in plastica (sono fornite 3 cinture)

Dati tecnici

Lunghezza	2050 ± 10 mm
Larghezza	480 ± 10 mm
Altezza	185 ± 10 mm
Materiali	Acciaio, legno, PE, Nylon
Peso ^(senza accessori di serie)	14,5 ± 0,5 kg
Capacità di carico	290 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DAKOTA LIGHT BAR.BASKET
 C/3CINT.G.DERLIN 2PZ+POGG.



ST04006A

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 172178

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it