

Spencer 455

20G Sedia portantina a quattro ruote



Spencer 455 è una sedia portantina per l'evacuazione e il trasporto del paziente dal luogo dell'intervento fino al mezzo di soccorso o ad altro dispositivo destinato al trasporto in ambulanza.

Caratteristiche specifiche

Telo in PVC facilmente igienizzabile
4 Maniglie posteriori ripiegabili per diminuire gli ingombri e rendere più agevole il sollevamento in ogni situazione.
Manici anteriori estraibili per facilitare la movimentazione
Pieghevole per ridurre gli ingombri
Struttura robusta e leggera
Poggiapiedi per migliorare la stabilità e il comfort del paziente
Ruote anteriori con freno del rotolamento e dell'asse

Accessori di serie

ST30443A	Coppia cinture sedia 450/455
----------	------------------------------

Accessori opzionali

ST36451B	F 400 sistema di fiss. completo 20g per sedie
ST40428B	Stabilizer seduta/schien imbott.xserie profile

Dati tecnici

Lungh. aperta c/manici chiusi	610 ± 10 mm
Lungh. Aperta c/manici aperti	1140 ± 10 mm
Larghezza	510 ± 10 mm
Altezza aperta	920 ± 10 mm
Spessore ripiegata	250 ± 10 mm
Ruote posteriori	Ø125 mm
Ruote anteriori	Ø100 mm
Materiali	Acciaio/Al/PU/PVC
Peso	12 kg ± 0,3
Portata	180 kg

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 455 SEDIA PORTANTINA
QUATTRO RUOTE

ST36455A



Classificazione CND	V9099
Identificativo registrazione	413100

Rev.0 (23/07/2019)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it