

Spencer 402

Chaise de transport compacte



Spencer 402 est la nouvelle chaise de transport compacte réalisée non seulement pour être placée à l'intérieur de véhicules sanitaires avec des emplacements bien limités mais aussi pour les opérateurs qui désirent un dispositif versatile, agile, dynamique, tout en ayant des dimensions et un poids réduits.

Une caractéristique essentielle est son extrême rapidité d'ouverture et fermeture, grâce à des mécanismes très innovants.

Les poignées télescopiques positionnées à l'avant et poignées postérieures avec accoudoirs rendent ce dispositif idéal pour un transport de patients sur escalier. L'assise et dossiers réalisés en vinyle enduit de Spentex® est facilement amovible pour rendre plus simples les opérations de désinfection et nettoyage.

Equippée ainsi d'une 3ème roue avec frein qui permet de transporter aisément le patient sans aucun effort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière:	Acier haute résistance
Largeur dépliée:	525 mm
Largeur pliée:	525 mm
Profondeur dépliée:	680 mm
Profondeur pliée:	680 mm
Profondeur avec poignées étendues:	1043 mm
Hauteur dépliée:	850 mm
Hauteur pliée:	160 mm
Poids:	9,3 kg
Capacité de charge:	160 kg

Spencer 402

ST00402B

402/3

