

SPENCER 402-3

Sedia trasporto compatta a tre ruote



Spencer 402 è la sedia da trasporto compatta pensata non solo per chi ha problemi di spazio nell'allestimento di veicoli sanitari o sociali, ma anche per coloro che desiderano un dispositivo versatile, agile, dinamico, racchiuso in dimensioni e peso ridotto.

Dote essenziale è la sua estrema velocità nell'apertura e chiusura della stessa, grazie a innovativi cinematismi.

Leve sfilabili anteriori e maniglie posteriori con braccioli la rendono adattissima per il trasporto di pazienti su scale.

Il telo supporto paziente è realizzato in vinile spalmato Spentex facilmente removibile per le operazioni di lavaggio e igienizzazione.

Esistono due varianti, la 402/2 a due ruote e la 402/3 a tre ruote di cui una anteriore autodirezionale.

DATI TECNICI

Altezza aperta	860 mm
Altezza ripiegata	610 mm
Larghezza	520 mm
Spessore ripiegata	160 mm
Lunghezza Aperta	680 mm
Lunghezza manici estesi	1040 mm
Trattamento superf.	Cromatura
Materiale	Acciaio, PVC
Peso	9.5 kg
Portata	150 kg
Ruote posteriori	Ø 125mm
Ruota anteriore	Ø 100mm girevole
Latex free	

ST00402B

SPENCER 402/3



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.1 (21/10/2013)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it