

SPENCER 402-2

Silla de transporte compacta con dos ruedas



Spencer 402 es la silla de transporte compacta diseñada no solo para quien tiene problemas de espacio en el equipamiento de vehículos sanitarios o sociales, sino también para quien desea un dispositivo versátil, ágil, dinámico, de pequeñas dimensiones y de poco peso.

Dote esencial es su extrema velocidad en la apertura y el cierre de la misma, gracias a la innovadora cinemática.

Manijas anteriores extraíbles y manijas posteriores con apoyabrazos hacen que sea adecuada para el transporte de pacientes en las escaleras.

La tela está realizada en vinilo recubierto con Spentex®, fácilmente extraíble para las operaciones de lavado y desinfección.

TECNICAS

Altura abierta	860 mm
Altura cerrada	610 mm
Ancho	520 mm
Espesor cerrada	160 mm
Longitud abierta	630 mm
Longitud con manijas extendidas	1020mm
Tratamiento superficie	Cromatura
Materiales	Acero, PVC
Peso	9.2 kg
Capacidad de carga	150 kg
Ruedas posteriores	Ø 125 mm
Sin Latex	

SPENCER 402/2

ST00403B



COPIA NO CONTROLADA – futuras revisiones serán disponibles al enlace <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.0 (06/11/2013)

Para verificar la corrección de las informaciones aquí indicadas y puestas al día, contactar el despacho comercial de Spencer Italia: info@spencer.it