

# SPENCER 406

## Silla de evacuación compacta



El primer modelo de la Serie Compact ofrece altos niveles de seguridad y durabilidad.

Su compactabilidad, simplicidad de uso, rapidez de movimientos de apertura y cierre, solidez de su estructura soldada, la postura segura del paciente y su coste reducido se traducen en dinamismo, agilidad y capacidad de respuesta inmediata en cada eventualidad.

Disponible en la versión con brazos y empuñadura posterior de transporte auxiliar.

La silla Spencer 406 viene dotada con tres cinturones en polipropileno 50 mm.

### Técnicas

Altura abierta	930 mm
Altura plegada	770 mm
Ancho	400 mm
Espesor plegada	220 mm
Largo	880 mm
Tratamiento superficial	Cromado
Material	Acero
Peso	11 kg
Capacidad	150 kg
Pano	Spentex®
2 ruedas posteriores	180x45 Ømm
Color chasis	Cromo
Pano	Spentex®
Chasis soldado	Si

### Latex free

ST00406A

SPENCER 406