

## Spencer 406B

Silla de transporte con dos ruedas



Spencer 406B es una silla para la evacuación y el transporte del paciente desde el sitio de la intervención hasta el vehículo de emergencia u otro dispositivo destinado para el transporte en ambulancia.

### Características específicas

Lona en PVC fácil de limpiar
Estructura resistente y ligera
Las ruedas traseras de gran diámetro permiten absorber la aspereza del terreno durante el transporte
Sistema de cierre rápido e intuitivo
Sistema de seguridad contra el cierre accidental

### Normas técnicas

NA

### Accesorios estándar

ST10408A	Set 3 cinturones silla 406/407
----------	--------------------------------

### Accesorios opcionales

ST42704E	Anclaje a pared certificado 10g silla 406
----------	---

### Detalles técnicos

Longitud	840/870 ± 10 mm
Ancho	410 ± 10 mm
Altura abierta	940 ± 10 mm
Altura plegada	770 ± 10 mm
Espesor plegada	235 ± 10 mm
Ruedas traseras	∅ 200 mm
Materiales	Acero/Al/PVC
Peso	11,6 kg ± 0,3
Capacidad	150 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

SPENCER 406B SILLA CROMADA DE  
TRANSP.PLEGABLE C/AP  
ST20406A



Clasificación CND	V9099
ID de registro	93559

Rev.0 (03/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)