

SPENCER 406B

Sedia da evacuazione compatta



Il modello d'ingresso della Serie Compact offre alti livelli di sicurezza e durata. La compattezza, la semplicità d'uso, la rapidità dei movimenti di apertura e chiusura, la solidità del telaio saldato, la postura sicura del paziente e il costo contenuto si traducono in dinamismo, agilità e capacità di risposta immediata a ogni evenienza.

I braccioli e il maniglione di trasporto posteriore ausiliario aumentano il comfort e la manovrabilità.

La sedia Spencer 406B viene fornita con tre cinture in polipropilene 50 mm.

DATI TECNICI

Altezza aperta	930 mm
Altezza ripiegata	770 mm
Larghezza	410 mm
Spessore ripiegata	220 mm
Lunghezza Aperta	840 mm
Lunghezza braccioli aperti	870 mm
Trattamento superf.	Cromatura
Materiale	Acciaio, PVC
Peso	11,6 kg
Portata	150 kg
Ruote posteriori	Ø 200x50 mm
Latex free	

ST20406A SPENCER 406B



COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it/en/pdf>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
www.spencer.it

Rev.1 (17/10/2013)

Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate, contattare l'ufficio commerciale di Spencer Italia: info@spencer.it