

## HP HIRVIN PLUS

Lona porta-heridos de alta resistencia



La lona porta-heridos Hirvin Plus es un dispositivo para el traslado desde la cama a la camilla o el transporte desde el lugar de la intervención a la camilla de pacientes que no tienen lesiones de la columna.

### Características específicas

- Construido con materiales a prueba de fuego
- Fácil limpieza gracias a la utilización de tejido no absorbente
- Costuras de nylon reforzado para garantizar una alta resistencia
- El ancho de la cinta de los mangos garantiza la seguridad
- Espacio de almacenamiento mínimo
- Compartimiento en la parte externa que permite colocar la propia bolsa o una pequeña almohada

### Accesorios

CB03000A	Bolsa de transporte naranja con mango
----------	---------------------------------------

### De acuerdo con la norma

UNI EN 1865-1

### Datos técnicos

Longitud	1850 ± 20 mm
Ancho	760 ± 5 mm
Espacio de almacenamiento <sup>(1)</sup>	150x80x760 mm
Nº Mangos	8
Ancho de la cinta de los mangos	50 mm
Longitud de los mangos	170 mm
Capacidad	150 kg
Materiales	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

<sup>(1)</sup> La medida se refiere a la lona enrollada. Es puramente indicativa, puesto que el dispositivo puede ser doblado o enrollado de muchas maneras.

### DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE

HP HIRVIN PLUS - LONA PORTA  
HERIDOS 8 MANGOS NARANJA  
CON BOLSA



QM40500A

ClasificaciónCND

V0899

ID de registro

170953

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)