

## HP HIRVIN PLUS

Manta de salvamento alta resistência



A manta de salvamento Hirvin Plus, è un dispositivo destinato à transferência da maca para a cama ou para o transporte a partir do local da intervenção para a maca, de paciente sem trauma espinhal.

### Características específicas

Construído com materiais à prova de fogo  
 Fácil limpeza graças à utilização de tecido não-absorvente  
 Costuras em nylon para garantir alta resistência  
 A largura da fita das alças garante a segurança na tomada.  
 Espaço de armazenamento muito baixo  
 Vano dedicato all'alloggiamento di un cuscino o della sacca di trasporto di cui è dotato il dispositivo  
 Espaço dedicado à almofada ou ao saco de transporte

### Acessórios

CB03000A Mala de transporte laranja c/pegas

### Cumpre com

UNI EN 1865-1

### Dados técnicos

Comprimento	1850 ± 20 mm
Largura	760 ± 5 mm
Dimensões dobrada <sup>(1)</sup>	150x80x760 mm
Nº pegas	8
Largura cintos	50 mm
Comprimento pegas	170 mm
Capacidade	150 kg
Materiais	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

<sup>(1)</sup> A medida diz respeito a manta enrolada. E' puramente indicativa, uma vez que o dispositivo pode ser dobrado ou enrolado em numerosas maneiras.

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

HP HIRVIN PLUS –MANTA DE  
 SALVAMENTO 8 PEGAS  
 LARANJA C/SACO



QM40500A

Classificação CND V0899

ID de registro 170953

Rev.2 (07/07/2016)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)