

HP HIRVIN PLUS

Manta de salvamento alta resistência



A manta de salvamento Hirvin Plus, è un dispositivo destinato à transferência da maca para a cama ou para o transporte a partir do local da intervenção para a maca, de paciente sem trauma espinhal.

Características específicas

Construído com materiais à prova de fogo
 Fácil limpeza graças à utilização de tecido não-absorvente
 Costuras em nylon para garantir alta resistência
 A largura da fita das alças garante a segurança na tomada.
 Espaço de armazenamento muito baixo
 Vano dedicato all'alloggiamento di un cuscino o della sacca di trasporto di cui è dotato il dispositivo
 Espaço dedicado à almofada ou ao saco de transporte

Acessórios

CB03000A Mala de transporte laranja c/pegas

Cumpre com

UNI EN 1865-1

Dados técnicos

Comprimento	1850 ± 20 mm
Largura	760 ± 5 mm
Dimensões dobrada ⁽¹⁾	150x80x760 mm
Nº pegas	8
Largura cintos	50 mm
Comprimento pegas	170 mm
Capacidade	150 kg
Materiais	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

⁽¹⁾ A medida diz respeito a manta enrolada. E' puramente indicativa, uma vez que o dispositivo pode ser dobrado ou enrolado em numerosas maneiras.

DM de classe I de acordo com a Dir. 93/42/CEE

HP HIRVIN PLUS –MANTA DE
 SALVAMENTO 8 PEGAS
 LARANJA C/SACO



QM40500A

Classificação CND V0899
 ID de registro 170953

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it