

HP HIRVIN PLUS

Portoir souple



Le portoir souple Hirvin Plus, est un dispositif permettant de transporter et évacuer les patients n'ayant subi aucun traumatisme à la colonne vertébrale et il est aussi utilisé pour transférer les patients du depuis le brancard au lit d'hôpital.

Caractéristiques spécifiques

Réalisé avec matériaux ignifuges
De simple nettoyage et en tissu imperméable
Coutures en nylon pour une haute résistance in
La largeur des poignées garantit une parfaite
préhension
Encombres réduits pour simplifier le stockage
Compartiment dédié pour l'emplacement d'un
coussin ou du sac de transport livré avec le dispositif

Accessoires de série

CB03000A Sac de transport avec poignées

Normes techniques

UNI EN 1865-1

Données techniques

Longueur	1850 ± 20 mm
Largeur	760 ± 5 mm
N° de poignées	8
Largeur ruban poignées	50 mm
Longueur poignées maniglie	170 mm
Capacité de portage	150 kg
Matériaux	Nylon, PVC
Poids	1,5 ± 0,2 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

HP HIRVIN PLUS – PORTOIR
SOUPLE 8 POIGNEES AVEC SAC
QM40501A



Classification CND	V0899
Identifiant d'enregistrement	170954

Rev.3 (09/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it