

## HP HIRVIN PLUS

Telo portaferiti ad alta resistenza



Il telo portaferiti Hirvin Plus, è un dispositivo destinato al trasferimento dalla barella al letto o per il trasporto dal luogo dell'intervento verso la barella di pazienti che non presentino traumi spinali.

### Caratteristiche specifiche

Costruito con materiali ignifughi  
 Facile igienizzazione grazie all'utilizzo di tessuto non assorbente  
 Cuciture in nylon per garantire elevata resistenza  
 La larghezza del nastro delle maniglie garantisce sicurezza nella presa.  
 Bassissimi ingombri di stoccaggio  
 Vano dedicato all'alloggiamento di un cuscino o della sacca di trasporto di cui è dotato il dispositivo

### Accessori di serie

CB03000A Sacca di trasporto arancio c/maniglie

### Norme tecniche

UNI EN 1865-1

### Dati tecnici

Lunghezza	1850 ± 20 mm
Larghezza	760 ± 5 mm
Ingombro di stoccaggio <sup>(1)</sup>	150x80x760 mm
N° Maniglie	8
Larghezza nastri	50 mm
Lunghezza maniglie	170 mm
Portata	150 kg
Materiali	Nylon, PVC
Peso	1,5 ± 0,2 kg

<sup>(1)</sup> La misura si riferisce al telo avvolto. E' puramente indicativa, in quanto il dispositivo può essere piegato o avvolto in numerosi modi.

### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

HP HIRVIN PLUS - TELO PORT. 8  
 MAN. GIALLO C/SACCA  
**QM40501A**



**Classificazione CND** V0899  
**Identificativo registrazione** 170954

Rev.3 (09/08/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)