

## TRACK 5

### Portaflebo telescopico per Carrera



Track V è un'asta portaflebo da installarsi su barelle Spencer Carrera, destinata a generare la prevalenza necessaria al fine di garantire la continuità delle operazioni di infusione anche durante le fasi di trasferimento con la barella.

#### Caratteristiche specifiche

- Installazione estremamente semplice
- Struttura robusta e leggera
- Garantisce ingombri ridotti grazie alla possibilità di essere piegato
- Le ghiera di bloccaggio consentono una regolazione rapida ed efficace
- Può sostenere due sacche fino ad un carico massimo di 1,5 kg
- Fasce con chiusura a strap per impedire oscillazioni delle sacche durante il trasporto
- Ganci di sostegno in alluminio per la massima resistenza

#### Dati tecnici <sup>1</sup>

Altezza minima	430 ± 10 mm
Altezza massima	860 ± 10 mm
Larghezza ripiegato	500 ± 10 mm
Materiali	Al, Nylon
Peso	700 ± 20 g

<sup>1</sup> Altezze misurate dal telaio della barella e con i supporti portaflebo aperti

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

TRACK 5 PORTAFLEBO  
TELESCOPICO X CARRERA  
IF01049B

Classificazione CND



V80

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)