

## QMX776

### Materasso ad un segmento



Materasso destinato all'utilizzo con barelle e barellini , al fine di aumentare il comfort del paziente assorbendo le sollecitazioni alle quali può essere soggetto durante le fasi di trasferimento.

#### Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

Nastri con elementi strap per il fissaggio al pianale della barella

Il materiale utilizzato per il riempimento, permette un eccellente adattamento al corpo del paziente

Compatibile con pianali di tipo S e T

#### Dati tecnici

Dimensioni	1800X430X70 ± 10 mm
Materiali	PU esp, PVC,
Peso	2,1 ± 0,1 kg

#### Accessori

DR60851K	DRX 850 - LENZUOLO TNT MONOUSO VERDE CONF.100 PZ.
----------	---

#### DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX 776 MATERASSO PVC NERO 1 SEGMENTO

ST70018A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93138



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)