

QMX 710

Materasso snodato per barella



Materasso destinato all'utilizzo con barelle, al fine di aumentare il comfort del paziente assorbendo le sollecitazioni alle quali può essere soggetto durante le fasi di trasferimento.

Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

Le quattro zip laterali permettono un facile accesso all'imbottitura per un eventuale sostituzione

Il corpo a 4 segmenti lo rende particolarmente adatto all'utilizzo con barelle dotate di pianale tipo Trendelenburg/Fowler

Inserto strap sul lato inferiore per aumentarne la stabilità quando alloggiato sulla barella

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Dimensioni | 1820x390x50 ± 10 mm |
| Materiali | PVC, PU esp. |
| Dimensione area strap | 250x100 ± 10 mm |
| Peso | 2,1 ± 0,1 kg |

Accessori

| | |
|----------|---|
| DR60851K | DRX 850 - LENZUOLO TNT MONOUSO VERDE CONF.100 PZ. |
|----------|---|

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

QMX710 MATERASSO SNODATO PER BARELLA ARANCIO

ST43010A

Classificazione CND V9099

Identificativo registrazione 93114



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it