

## ZEN

### Cuscino anatomico



Cuscino anatomico destinato all'utilizzo con barelle Spencer e non, per fornire appoggio alla nuca, aumentare il comfort del paziente e migliorare l'allineamento del capo durante le fasi trasporto permettendone anche l'iperestensione.

#### Caratteristiche specifiche

Superficie liscia facilmente igienizzabile

La conformazione consente duplice modalità di applicazione in modo da offrire tipologie di supporto differenti

L'inserto in strap sul nastro integrato conferisce maggior stabilità se collocato su superfici dotate di strap maschio

Il nastro permette di fissare il cuscino ad una maniglia o tubolare presente sul pianale.

I bordi rialzati permettono un accoppiamento perfettamente solidale con i materassi Spencer

Applicato con la parte alta in direzione della base del collo, permette di iperestendere il capo aumentando la pervietà delle vie aeree

#### Dati tecnici

Dimensioni	235x300x130 ± 10 mm
Materiali	PU, Nylon, poliestere
Peso	680 ± 20 g

#### Accessori

DR60550K	DRX 550 - FEDERA TNT MONOUSO BIANCA CONF. 50 PZ.
----------	--

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

ZEN - CUSCINO ANATOMICO  
GIALLO

QM50000A

Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 170966



Rev.2 (18/07/2015)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)