

## STX 519

### Sistema di imbracature regolabili



Il Sistema di imbracature Spencer 519 è adatto per il sollevamento della barella basket Spencer.

#### Caratteristiche specifiche

4 ganci con sistema di chiusura e sicurezza automatico

Sistema di regolazione semplice

#### Dati tecnici

Lunghezza nastri	Min 1250mm Max 1680mm
Larghezza nastri	50 mm / 20 mm
Materiali	Nylon, Acciaio , Alluminio
Peso	2 ± 0.3kg
Portata	450kg

DM classe I in accordo con Dir. 93/42/CEE

STX 519 - SISTEMA DI  
IMBRACATURA REGOLABILE



**ST04519C**

**Classificazione CND** V0899

**Numero registrazione** 188142

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)