


## STX 518

### Système de flottaison universel pour barquette de sauvetage



Système de flottaison en deux parties pour simplifier l'utilisation des barquettes de sauvetage Spencer en milieu aquatique.

#### Caractéristiques spécifiques

Système de flottaison équipé de sangles avec boucle plastique pour une installation rapide  
 Revêtement en PVC amovible pour simplifier les opérations de nettoyage et de séchage

#### Données techniques

Dimensions de chaque bouée	ø150x1020 ±10 mm
Poussée de flottaison paire de flotteurs complètement immergés	300 N
Matériaux	PE, PVC, Nylon
Poids	2,2 ± 0,1 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

STX 518 – SYSTEME DE FLOTTAISON  
 UNIVERSEL POUR BARQUETTE DE  
 SAUVETAGE

ST04518B

Classification CND



V0899

Identifiant d'enregistrement

188130

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>  
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

[www.spencer.it](http://www.spencer.it)