



STX 518

Système de flottaison universel pour barquette de sauvetage



Système de flottaison en deux parties pour simplifier l'utilisation des barquettes de sauvetage Spencer en milieu aquatique.

Caractéristiques spécifiques

Système de flottaison équipé de sangles avec boucle plastique pour une installation rapide
 Revêtement en PVC amovible pour simplifier les opérations de nettoyage et de séchage

Données techniques

Dimensions de chaque bouée	ø150x1020 ±10 mm
Poussée de flottaison paire de flotteurs complètement immergés	300 N
Matériaux	PE, PVC, Nylon
Poids	2,2 ± 0,1 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

STX 518 – SYSTEME DE FLOTTAISON
 UNIVERSEL POUR BARQUETTE DE
 SAUVETAGE

ST04518B

Classification CND



V0899

Identifiant d'enregistrement

188130

Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it