


STX 538

Système de flottaison universel pour barquette de sauvetage



Système de flottaison en trois parties pour simplifier l'utilisation des barquettes de sauvetage Spencer en milieu aquatique.

Caractéristiques spécifiques

Système de flottaison équipé de sangles avec boucle plastique pour une installation rapide

Revêtement en PVC amovible pour simplifier les opérations de nettoyage et de séchage

Données techniques

Dimensions flotteur latéral	ø150x1020 ± 10 mm
Dimensions flotteur central	400x300x100 ± 10mm
Poussée de flottaison Flotteurs complètement immergés	410 N
Matériaux	PE, PVC, Nylon
Poids	2,82 ± 0,1 kg

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

STX 538 – SYSTEME DE FLOTTAISON
UNIVERSEL POUR BARQUETTE DE
SAUVETAGE

ST04524B

Classification CND V0899

Identifiant d'enregistrement 188126



Rev.2 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it