


STX 537

Galleggiante universale per barelle basket o tavole spinali



I galleggianti sono accessori per barelle basket o tavole spinali, da utilizzarsi per incrementare il grado di galleggiamento in acqua del dispositivo con cui vengono utilizzati. Il dispositivo non è idoneo all'utilizzo con le barelle basket Dakar, Dakota e Dakota Light in quanto queste non possono essere utilizzate in acqua.

Caratteristiche specifiche

Galleggiante con fissaggio per mezzo di fibbie a sgancio rapido
Rivestimento in PVC rimovibile per agevolare la pulizia e l'asciugatura

Dati tecnici

| | |
|---|----------------------|
| Dimensioni galleggiante | Ø 150 x 3330 ± 10 mm |
| Spinta di galleggiamento totale Con galleggianti completamente immersi | 550 N |
| Materiali | PE, PVC, Nylon |
| Peso | 3,1 ± 0,1 kg |

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745

STX 537 - GALLEGGIANTE UNIVERSALE

1 PZ. PER BASKET

ST04525B



Classificazione CND V0899

Identificativo registrazione 187804

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it