

STX 10

Sacca di trasporto per Twin Shell



Sacca per il trasporto e lo stoccaggio delle barelle basket Spencer Twin Shell.

Caratteristiche specifiche

- Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
- Maniglia rivestita in morbido materiale plastico per consentire un facile trasporto
- Nastri longitudinali con terminale ad anello consentono di appendere la sacca a parete
- Chiusura superiore a strap

Dati tecnici

Dimensioni	1200 x 630 x 280 ± 10 mm
Materiale	PVC
Peso	1,64 ± 0,04 kg

STX10 - SACCA GIALLA PER
TWIN SHELL
ST04110A

Rev.0 (27/11/2020)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it