

STX 10

Sacca per Twin Shell



Sacca per il trasporto e lo stoccaggio delle barelle basket Spencer Twin Shell.

Caratteristiche specifiche

Tessuto in PVC facilmente igienizzabile
 Maniglia rivestita in morbido materiale plastico per consentire un facile trasporto
 Nastri longitudinali con terminale ad anello consentono di appendere la sacca a parete
 Chiusura superiore a strap

Dati tecnici

Dimensioni	1200x630x280 ± 10 mm
Materiale	PVC
Peso	1,64 ± 0,04 kg

STX10 SACCA PER TWIN
 SHELL IN PVC GIALLO
ST04110A

Rev.1 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
 Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it