

F 400

Système de fixation 20 G



Système de fixation testé à 20 G pour l'installation en ambulance des chaises Spencer série Profile et Weld.

Caractéristiques spécifiques

Compact et robuste
Système d'ancrage à pédale simple et intuitif
Ceinture de fixation avec enrouleur intégré
Boucle en métal avec décrochage rapide

Données techniques

Dimensions de la base	401x72x80 mm
Dimensions partie supérieure	480x30x60 mm
Matériaux	Aciero, Nylon
Poids	1,9 kg

Conforme à la norme

EN 1789

DM de classe I selon la Dir. 93/42/CEE

F 400 SYSTÈME DE FIXATION 20 G
POUR CHAISES

ST36451B

Classification CND V9099

Indicatif d'enregistrement 93265



Rev.1 (18/07/2017)

COPIE NON CONTROLÉE – toute révision sera disponible depuis le lien <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it