

DNA STRAP TORÁXICA

Correa con enrollador incorporado



Correa ajustable para estabilizar al paciente durante las fases de transporte. El cuerpo del enrollador tiene una estructura a encaje para integrarse perfectamente con los planos de las camillas Spencer.

Características específicas

Enrollador semi-automático para permitir la máxima velocidad de intervención

Sistema de acoplamiento rápido con hebilla de metal

Datos técnicos ¹

Longitud cinta central	Max 1360 mm
Longitud cinta hombros	Max 1150 mm
Ancho de la cinta	50 mm
Materiales	Nylon, PP, Acero
Peso	920 ± 10 g

¹ Las longitudes indicadas están sujetas a tolerancias de ± 30 mm

DM de clase I de acuerdo a la Dir. 93/42/CEE

DNA STRAP CORREA TORÁXICA
CON ENROLLADOR INTEGRADO

ST00498B

Clasificación CND

ID de registro



V9099

96176

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>

Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it