

DNA STRAP TORACICA

Cintura con arrotolatore integrato



Cintura toracica regolabile per stabilizzare il paziente durante le fasi di trasporto. Il corpo arrotolatore è dotato una struttura ad incastro per integrarsi perfettamente con i piani paziente di barelle Spencer.

Caratteristiche specifiche

Arrotolatore semi automatico per consentire la massima rapidità di intervento
Sistema di aggancio rapido con fibbia in metallo

Dati tecnici ¹

Lunghezza nastro centrale	Max 1360 mm
Lunghezza nastri spalle	Max 1150 mm
Larghezza nastro	50 mm
Materiali	Nylon, PP, Acciaio
Peso	920 ± 10 g

¹ Le lunghezze indicate sono soggette a tolleranze di ± 30 mm

DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

DNA STRAP CINTURA TORACICA
CON ARROT. INTEGRATO

ST00498B

Classificazione CND



V9099

Identificativo registrazione

96176

Rev.3 (18/07/2017)

COPIA NON CONTROLLATA – successive revisioni saranno disponibili al link <http://support.spencer.it>
Spencer Italia S.r.l. Sala Baganza (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222

www.spencer.it